

СИСТЕМА ІМПЛАНТАТОВ для остеосинтеза



 АЛТИМЕД®



КОСТНЫЕ ВИНТЫ



КОСТНЫЕ ПЛАСТИНЫ



УГЛОВЫЕ ПЛАСТИНЫ



ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ



Система менеджмента качества ЗАО "Аптимед"
сертифицирована в соответствии
с требованиями стандартов ISO 13485:2003, ISO 9001:2000

Система имплантатов для остеосинтеза производства ЗАО «АЛТИМЕД» предназначена для лечения различных переломов, несращений кости (псевдоартрозов), для ортопедических операций на костях (остеотомий). Лечение переломов направлено на полное и раннее восстановление функции конечности. Целью применения системы имплантатов ЗАО «АЛТИМЕД» является прочное сращение костей в правильной анатомической позиции.

Имплантаты для остеосинтеза изготавливаются из специальных медицинских сплавов:

1. Система имплантатов из нержавеющей стали 1.4441 (ISO 5832\1);
 2. Система имплантатов из чистого титана (Grade 4, ISO 5832\2).
- При планировании операций на костях следует помнить о том, что нельзя применять у одного пациента конструкций с разными материалами или разных производителей. Применение материалов с разными электрохимическими показателями может привести к различного рода осложнениям в виде несращения кости, металлоза, остеомиелита и др.
 - Для постановки имплантатов нами производится специальный инструмент. Во избежание осложнений при имплантации не следует использовать постановочный инструмент других производителей!
 - Комплектность поставки и типоразмеры имплантатов для остеосинтеза определяются по согласованию с заказчиком.
 - Имплантаты для остеосинтеза и постановочный инструмент поставляются в НЕСТЕРИЛЬНОМ виде. Перед применением следует подвергать стерилизации согласно инструкции по применению.

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА

КОСТНЫЕ ВИНТЫ

Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2

**Кортикальный винт
D 2.7 мм**



**Кортикальный винт
D 3.5 мм (полная резьба)**



**Кортикальный винт
D 3.5 мм (неполная резьба)**



Диаметр резьбы	2.7 мм
Длина резьбы	Полная
Размер сверла	2.0 мм
Диаметр сердцевины	1.9 мм
Диаметр головки	5.0 мм
Размер шестигранника	2.5 мм

Диаметр резьбы	3.5 мм
Длина резьбы	Полная
Размер сверла	2.5 мм
Диаметр сердцевины	2.4 мм
Диаметр головки	6.0 мм
Размер шестигранника	2.5 мм

Диаметр резьбы	3.5 мм
Длина резьбы	L/2
Размер сверла	2.5 мм
Диаметр сердцевины	2.4 мм
Диаметр головки	6.0 мм
Размер шестигранника	2.5 мм

Длина	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
6 мм	312006	313106
8 мм	312008	313108
10 мм	312010	313110
12 мм	312012	313112
14 мм	312014	313114
16 мм	312016	313116
18 мм	312018	313118
20 мм	312020	313120
22 мм	312022	313122
24 мм	312024	313124
26 мм	312026	313126
28 мм	312028	313128
30 мм	312030	313320
32 мм	312032	313132
34 мм	312034	313134
36 мм	312036	313136
38 мм	312038	313138
40 мм	312040	313140

Длина	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
10 мм	314010	314110
12 мм	314012	314112
14 мм	314014	314114
16 мм	314016	314116
18 мм	314018	314118
20 мм	314020	314120
22 мм	314022	314122
24 мм	314024	314124
26 мм	314026	314126
28 мм	314028	314128
30 мм	314030	314130
32 мм	314032	314132
34 мм	314034	314134
36 мм	314036	314136
38 мм	314038	314138
40 мм	314040	314140
45 мм	314045	314145
50 мм	314050	314150
55 мм	314055	314155
60 мм	314060	314160

Длина	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
10 мм	314210	314310
12 мм	314212	314312
14 мм	314214	314314
16 мм	314216	314316
18 мм	314218	314318
20 мм	314220	314320
22 мм	314222	314322
24 мм	314224	314324
26 мм	314226	314326
28 мм	314228	314328
30 мм	314230	314330
32 мм	314232	314332
34 мм	314234	314334
36 мм	314236	314336
38 мм	314238	314338
40 мм	314240	314340
45 мм	314245	314345
50 мм	314250	314350

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА

КОСТНЫЕ ВИНТЫ

Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2

Кортикальный винт
D 4.5 mm (полная резьба)  0120



Диаметр резьбы	4.5 мм
Длина резьбы	Полная
Размер сверла	3.2 мм
Диаметр сердцевины	3.0 мм
Диаметр головки	8.0 мм
Размер шестигранника	3.5 мм

Кортикальный винт
D 4.5 mm (неполная резьба)  0120



Диаметр резьбы	4.5 мм
Длина резьбы	L/2
Шаг резьбы	1.75 мм
Диаметр сердцевины	3.0 мм
Диаметр головки	8.0 мм
Размер шестигранника	3.5 мм

Длина	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)	Длина	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)	Длина	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
14 мм	315014	315414	54 мм	315054	315454	26 мм	315226	315626
16 мм	315016	315416	56 мм	315056	315456	28 мм	315228	315628
18 мм	315018	315418	58 мм	315058	315458	30 мм	315230	315630
20 мм	315020	315420	60 мм	315060	315460	32 мм	315232	315632
22 мм	315022	315422	62 мм	315062	315462	34 мм	315234	315634
24 мм	315024	315424	64 мм	315064	315464	36 мм	315236	315636
26 мм	315026	315426	66 мм	315066	315466	38 мм	315238	315638
28 мм	315028	315428	68 мм	315068	315468	40 мм	315240	315640
30 мм	315030	315430	70 мм	315070	315470	42 мм	315242	315642
32 мм	315032	315432	72 мм	315072	315472	44 мм	315244	315644
34 мм	315034	315434	74 мм	315074	315474	46 мм	315246	315646
36 мм	315036	315436	76 мм	315076	315476	48 мм	315248	315648
38 мм	315038	315438	78 мм	315078	315478	50 мм	315250	315650
40 мм	315040	315440	80 мм	315080	315480	52 мм	315252	315652
42 мм	315042	315442	85 мм	315085	315485	54 мм	315254	315654
44 мм	315044	315444	90 мм	315090	315490	56 мм	315256	315656
46 мм	315046	315446	95 мм	315095	315495	58 мм	315258	315658
48 мм	315048	315448	100 мм	315100	315500	60 мм	315260	315660
50 мм	315050	315450	105 мм	315105	315505	64 мм	315264	315664
52 мм	315052	315452	110 мм	315110	315510	68 мм	315268	315668
						72 мм	315272	315672
						76 мм	315276	315676
						80 мм	315280	315680
						85 мм	315285	315685
						90 мм	315290	315690
						95 мм	315295	315695
						100 мм	315300	315700

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА

КОСТНЫЕ ВИНТЫ

Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2


**Маллеоларный винт
D 4.5 мм**



**Спонгиозный винт
D 4.0 мм (полная резьба)**



**Спонгиозный винт
D 4.0 мм (короткая резьба)**



Диаметр резьбы	4.5 мм
Длина резьбы	L/2
Размер сверла	3.2 мм
Диаметр сердцевины	3.0 мм
Диаметр головки	8.0 мм
Размер шестигранника	3.5 мм

Диаметр резьбы	4.0 мм
Длина резьбы	Полная
Размер сверла	2.0 мм
Диаметр сердцевины	2.0 мм
Диаметр головки	6.0 мм
Размер шестигранника	2.5 мм

Диаметр резьбы	4.0 мм
Длина резьбы	См. табл.
Размер сверла	2.0 мм
Диаметр сердцевины	2.0 мм
Диаметр головки	6.0 мм
Размер шестигранника	2.5 мм

Длина	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
20 мм	321020	321220
25 мм	321025	321225
30 мм	321030	321230
35 мм	321035	321235
40 мм	321040	321240
45 мм	321045	321245
50 мм	321050	321250
55 мм	321055	321255
60 мм	321060	321260
65 мм	321065	321265
70 мм	321070	321270
75 мм	321075	321275
80 мм	321080	321280
85 мм	321085	321285
90 мм	321090	321290
95 мм	321095	321295
100 мм	321100	321300
105 мм	321105	321305
110 мм	321110	321310

Длина	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
10 мм	331010	331110
12 мм	331012	331112
14 мм	331014	331114
16 мм	331016	331116
18 мм	331018	331118
20 мм	331020	331120
22 мм	331022	331122
24 мм	331024	331124
26 мм	331026	331126
28 мм	331028	331128
30 мм	331030	331130
35 мм	331035	331135
40 мм	331040	331140
45 мм	331045	331145
50 мм	331050	331150
55 мм	331055	331155
60 мм	331060	331160
65 мм	331065	331165
70 мм	331070	331170

Длина/ Дл. резьбы	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
10/5 мм	331210	331310
12/5 мм	331212	331312
14/5 мм	331214	331314
16/6 мм	331216	331316
18/7 мм	331218	331318
20/8 мм	331220	331320
22/9 мм	331222	331322
24/10 мм	331224	331324
26/12 мм	331226	331326
28/14 мм	331228	331328
30/14 мм	331230	331330
35/14 мм	331235	331335
40/15 мм	331240	331340
45/15 мм	331245	331345
50/15 мм	331250	331350
55/16 мм	331255	331355
60/16 мм	331260	331360
65/16 мм	331265	331365
70/17 мм	331270	331370

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА КОСТНЫЕ ВИНТЫ

Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2

**Спонгиозный винт
D 6.5 mm (полная резьба)**



**Спонгиозный винт
D 6.5 mm (резьба 32 mm)**



**Спонгиозный винт
D 6.5 mm (резьба 16 mm)**



Диаметр резьбы	6.5 mm
Размер сверла	3.2 mm
Диаметр хвостовика	4.5 mm
Диаметр сердцевин	3.0 mm
Диаметр головки	8.0 mm
Размер шестигранника	3.5 mm

Диаметр резьбы	6.5 mm
Размер сверла	3.2 mm
Диаметр хвостовика	4.5 mm
Диаметр сердцевин	3.0 mm
Диаметр головки	8.0 mm
Размер шестигранника	3.5 mm

Диаметр резьбы	6.5 mm
Размер сверла	3.2 mm
Диаметр хвостовика	4.5 mm
Диаметр сердцевин	3.0 mm
Диаметр головки	8.0 mm
Размер шестигранника	3.5 mm

Длина	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
25 mm	332025	332625
30 mm	332030	332630
35 mm	332035	332635
40 mm	332040	332640
45 mm	332045	332645
50 mm	332050	332650
55 mm	332055	332655
60 mm	332060	332660
65 mm	332065	332665
70 mm	332070	332670
75 mm	332075	332675
80 mm	332080	332680
85 mm	332085	332685
90 mm	332090	332690
95 mm	332095	332695
100 mm	332100	332700
105 mm	332105	332705
110 mm	332110	332710

Длина	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
45 mm	332245	332845
50 mm	332250	332850
55 mm	332255	332855
60 mm	332260	332860
65 mm	332265	332865
70 mm	332270	332870
75 mm	332275	332875
80 mm	332280	332880
85 mm	332285	332885
90 mm	332290	332890
95 mm	332295	332895
100 mm	332300	332900
105 mm	332305	332905
110 mm	332310	332910

Длина	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
30 mm	332430	333030
35 mm	332435	333035
40 mm	332440	333040
45 mm	332445	333045
50 mm	332450	333050
55 mm	332455	333055
60 mm	332460	333060
65 mm	332465	333065
70 mm	332470	333070
75 mm	332475	333075
80 mm	332480	333080
85 mm	332485	333085
90 mm	332490	333090
95 mm	332495	333095
100 mm	332500	333100
105 mm	332505	333105
110 mm	332510	333110

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА

КОСТНЫЕ ВИНТЫ

Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2

Спонгиозный канюлированный винт D 7.0 mm



Диаметр резьбы	7.0 mm
Длина резьбы	См. табл.
Специальное сверло	
Диаметр сердцевинки	3.5 mm
Диаметр хвостовика	4.5 mm
Диаметр внутр. отверстия	2.1 mm
Диаметр головки	8.0 mm
Размер шестигранника	3.5 mm

Длина	Длина резьбы	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
30 mm	16 mm	341030	341230
40 mm	16 mm	341040	341240
50 mm	16 mm	341050	341250
50 mm	16 mm	341060	341260
65 mm	16 mm	341065	341265
70 mm	16 mm	341070	341270
75 mm	16 mm	341075	341275
80 mm	16 mm	341080	341280
85 mm	16 mm	341085	341285
90 mm	16 mm	341090	341290
95 mm	16 mm	341095	341295
100 mm	16 mm	341100	341300
105 mm	16 mm	341105	341305
65 mm	32 mm	341465	341665
70 mm	32 mm	341470	341670
75 mm	32 mm	341475	341675
80 mm	32 mm	341480	341680
85 mm	32 mm	341485	341685
90 mm	32 mm	341490	341690
95 mm	32 mm	341495	341695
100 mm	32 mm	341500	341700
105 mm	32 mm	341505	341705
110 mm	32 mm	341510	341710
115 mm	32 mm	341515	341715
120 mm	32 mm	341520	341720

Интерферентный канюлированный винт Тип 1



Длина	D 7mm Кат. №	D 8mm Кат. №	D 9mm Кат. №	Материал
20 mm	351020	352020	353020	Н. Сталь
25 mm	351025	352025	353025	Н. Сталь
30 mm	351030	352030	353030	Н. Сталь
35 mm	351035	352035	353035	Н. Сталь
40 mm	351040	352040	353040	Н. Сталь
20 mm	361020	362020	363020	Титан
25 mm	361025	362025	363025	Титан
30 mm	361030	362030	363030	Титан
35 mm	361035	362035	363035	Титан
40 mm	361040	362040	363040	Титан

Интерферентный канюлированный винт Тип 2



Длина	D 7mm Кат. №	D 8mm Кат. №	D 9mm Кат. №	Материал
20 mm	351120	352120	353120	Н. Сталь
25 mm	351125	352125	353125	Н. Сталь
30 mm	351130	352130	353130	Н. Сталь
35 mm	351135	352135	353135	Н. Сталь
40 mm	351140	352140	353140	Н. Сталь
20 mm	361120	362120	363120	Титан
25 mm	361125	362125	363125	Титан
30 mm	361130	362130	363130	Титан
35 mm	361135	362135	363135	Титан
40 mm	361140	362140	363140	Титан



Система менеджмента качества ЗАО "Алтимед"
сертифицирована в соответствии
с требованиями стандартов ISO 13485:2003, ISO 9001:2000

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА КОСТНЫЕ ВИНТЫ

Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2

Шайба для винтов диа-
метром D 3.5 мм и D 4 мм



Интерферентный винт
Тип 1



Диаметр наружный	7.0 мм
Диаметр отверстия	4.0 мм
Толщина	1.0 мм

Длина	D 7мм Кат. №	D 8мм Кат. №	D 9мм Кат. №	Материал
20 мм	351220	352220	353220	Н. Сталь
25 мм	351225	352225	353225	Н. Сталь
30 мм	351230	352230	353230	Н. Сталь
35 мм	351235	352235	353235	Н. Сталь
40 мм	351240	352240	353240	Н. Сталь
20 мм	361220	362220	363220	Титан
25 мм	361225	362225	363225	Титан
30 мм	361230	362230	363230	Титан
35 мм	361235	362235	363235	Титан
40 мм	361240	362240	363240	Титан

Материал	Кат. №
Н. Сталь	371000
Титан	371001

Шайба для винтов
спонгиозных D 6.5 мм



Интерферентный винт
Тип 2



Диаметр наружный	13.0 мм
Диаметр отверстия	6.5 мм
Толщина	1.5 мм

Длина	D 7мм Кат. №	D 8мм Кат. №	D 9мм Кат. №	Материал
20 мм	351320	352320	353320	Н. Сталь
25 мм	351325	352325	353325	Н. Сталь
30 мм	351330	352330	353330	Н. Сталь
35 мм	351335	352335	353335	Н. Сталь
40 мм	351340	352340	353340	Н. Сталь
20 мм	361320	362320	363320	Титан
25 мм	361325	362325	363325	Титан
30 мм	361330	362330	363330	Титан
35 мм	361335	362335	363335	Титан
40 мм	361340	362340	363340	Титан

Материал	Кат. №
Н. Сталь	372000
Титан	372001



Система менеджмента качества ЗАО "Алтимед"
сертифицирована в соответствии
с требованиями стандартов ISO 13485:2003, ISO 9001:2000

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА

КОСТНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Динамические компрессионные пластины (DCP)

Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2

Пластина узкая (DCP)

€
0120



Пластина широкая (DCP)

€
0120



Пластина (DCP) для малых фрагментов

€
0120



Показания	Для tibia и ulna
Толщина	4 мм
Ширина	12 мм
Расстояние между отв.	26 и 16 мм
Фиксация	D 4.5 мм
Крайние отверстия	D 6.5 мм

Показания	Для femur и humerus
Толщина	4.5 мм
Ширина	16 мм
Расстояние между отв.	26 и 16 мм
Фиксация	D 4.5 мм
Крайние отверстия	D 6.5 мм

Показания	Для humerus и clavícula
Толщина	3 мм
Ширина	10 мм
Расстояние между отв.	12 мм
Фиксация	D 3.5 мм
Крайние отверстия	D 4.0 мм

Длина	Отв.	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
39 мм	2	411102	411122
55 мм	3	411103	411123
71 мм	4	411104	411124
87 мм	5	411105	411125
103 мм	6	411106	411126
119 мм	7	411107	411127
135 мм	8	411108	411128
151 мм	9	411109	411129
167 мм	10	411110	411130
183 мм	11	411111	411131
199 мм	12	411112	411132
215 мм	13	411113	411133
231 мм	14	411114	411134
247 мм	15	411115	411135
263 мм	16	411116	411136

Длина	Отв.	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
87 мм	5	411205	411225
103 мм	6	411206	411226
119 мм	7	411207	411227
135 мм	8	411208	411228
151 мм	9	411209	411229
167 мм	10	411210	411230
183 мм	11	411211	411231
199 мм	12	411212	411232
215 мм	13	411213	411233
231 мм	14	411214	411234
247 мм	15	411215	411235
263 мм	16	411216	411236
279 мм	17	411217	411237
295 мм	18	411218	411238

Длина	Отв.	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
26 мм	2	411302	411322
38 мм	3	411303	411323
50 мм	4	411304	411324
62 мм	5	411305	411325
74 мм	6	411306	411326
86 мм	7	411307	411327
98 мм	8	411308	411328
110 мм	9	411309	411329
122 мм	10	411310	411330
146 мм	12	411312	411332

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА

КОСТНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Динамические компрессионные пластины (DCP)

Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2



Пластина (DCP)
для малых фрагментов



Пластина (DCP)
для малых фрагментов



Пластина (DCP)
для малых фрагментов



Толщина	2.5 мм
Ширина	8 мм
Расстояние между отв.	8 и 10 мм
Фиксация	D 2.7 мм

Толщина	2.0 мм
Ширина	8 мм
Расстояние между отв.	8 и 11 мм
Фиксация	D 2.7 мм

Толщина	2.0 мм
Ширина	8 мм
Расстояние между отв.	17 мм
Фиксация	D 2.7 мм

Длина	Отв.	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
44 мм	5	411405	411425
52 мм	6	411406	411426
60 мм	7	411407	411427
68 мм	8	411408	411428
76 мм	9	411409	411429
84 мм	10	411410	411430
100 мм	12	411412	411432

Длина	Отв.	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
20 мм	2	411502	411522
36 мм	4	411504	411524
44 мм	5	411505	411525
52 мм	6	411506	411526

Длина	Отв.	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
26 мм	2	411602	411622

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА КОСТНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Динамические компрессионные пластины ограниченного контакта (DCP)


Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2

Пластина ограниченного
контакта узкая (LC-DCP) € 0120

Пластина ограниченного
контакта узкая (LC-DCP) € 0120

Пластина (LC-DCP) для
малых фрагментов € 0120



Показания	Для tibia и ulna
Толщина	4.6 мм
Ширина	13.5 мм
Расстояние между отв.	18 мм
Фиксация	D 4.5 мм
Крайние отверстия	D 6.5 мм

Показания	Для femur и humerus
Толщина	5.2 мм
Ширина	17.5 мм
Расстояние между отв.	18 мм
Фиксация	D 4.5 мм
Крайние отверстия	D 6.5 мм

Показания	Для ulna и radius
Толщина	4 мм
Ширина	11 мм
Расстояние между отв.	13 мм
Фиксация	D 3.5 мм
Крайние отверстия	D 4.0 мм

Длина	Отв.	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
88 мм	5	412105	412125
106 мм	6	412106	412126
124 мм	7	412107	412127
142 мм	8	412108	412128
160 мм	9	412109	412129
178 мм	10	412110	412130
196 мм	11	412111	412131
214 мм	12	412112	412132
250 мм	14	412114	412134
286 мм	16	412116	412136

Длина	Отв.	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
106 мм	6	412206	412226
124 мм	7	412207	412227
142 мм	8	412208	412228
160 мм	9	412209	412229
178 мм	10	412210	412230
196 мм	11	412211	412231
214 мм	12	412212	412232
232 мм	13	412213	412233
250 мм	14	412214	412234
268 мм	15	412215	412235
286 мм	16	412116	412236
304 мм	17	412217	412237
322 мм	18	412218	412238

Длина	Отв.	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
51 мм	4	412304	412324
64 мм	5	412305	412325
77 мм	6	412306	412326
90 мм	7	412307	412327
103 мм	8	412308	412328
116 мм	9	412309	412329
129 мм	10	412310	412330
142 мм	11	412311	412331
155 мм	12	412312	412332

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА


КОСТНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Трубчатые пластины

Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2

Третьетрубчатая пластина  0120 Полутрубчатая пластина  0120 Четвертьтрубчатая пластина  0120



Показания	Для metatarsus и metacarpal
Толщина	1 мм
Ширина	9 мм
Расстояние между отв.	16 и 12 мм
Фиксация	D 3.5 и D 4.0 мм
Крайние отверстия	D 4.0 мм

Показания	Для fibula и radius
Толщина	1 мм
Ширина	11 мм
Расстояние между отв.	26 и 16 мм
Фиксация	Кортикальные винты D 4.5

Толщина	1 мм
Ширина	7.5 мм
Расстояние между отв.	8 мм
Фиксация	D 2.7 и D 3.5

Длина	Отв.	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
25 мм	2	421002	421022
37 мм	3	421003	421023
49 мм	4	421004	421024
61 мм	5	421005	421025
73 мм	6	421006	421026
85 мм	7	421007	421027
97 мм	8	421008	421028
109 мм	9	421009	421029
121 мм	10	421010	421030
145 мм	12	421012	421032

Длина	Отв.	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
39 мм	2	422002	422022
55 мм	3	422003	422023
71 мм	4	422004	422024
87 мм	5	422005	422025
103 мм	6	422006	422026
119 мм	7	422007	422027
135 мм	8	422008	422028
151 мм	9	422009	422029
167 мм	10	422010	422030
183 мм	11	422011	422031
199 мм	12	422012	422032

Длина	Отв.	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
23 мм	3	423003	423023
31 мм	4	423004	423024
39 мм	5	423005	423025
47 мм	6	423006	423026
55 мм	7	423007	423027
63 мм	8	423008	423028

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА

КОСТНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Фигурные пластины для малых фрагментов

Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2

**T-пластина для малых
фрагментов (прямой угол)**



**T-пластина для малых
фрагментов (косой угол)**



**Кондулярная пластина
для малых фрагментов**



Показания	Для дистального радиуса
Толщина	1.2 мм
Ширина головки	24 / 31 мм
Ширина ножки	10 мм
Фиксация в ножке	D 3.5 мм
Фиксация в головке	D 4.0 мм

Показания	Для дистального радиуса
Толщина	1.5 мм
Ширина головки	24 мм
Ширина ножки	10 мм
Фиксация в ножке	D 3.5 мм
Фиксация в головке	D 4.0 мм

Показания	Для condyle
Толщина	1 мм
Ширина головки	13.5 мм
Ширина ножки	7 мм
Фиксация	D 2.7 мм

Длина	Отв. ножки	Отв. головки	Кат. № (н. сталь)
50 мм	3	3	431103
56 мм	4	4	431104
67 мм	5	3	431105
78 мм	6	4	431106

Длина	Отв. ножки	Отв. головки	Кат. № (н. сталь)
50 мм	3	3	431203
56 мм	4	3	431204

Длина	Отв. ножки	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
32 мм	5	472005	472025

Длина	Отв. ножки	Отв. головки	Кат. № (титан)
50 мм	3	3	431123
56 мм	4	4	431124
67 мм	5	3	431125
78 мм	6	4	431126

Длина	Отв. ножки	Отв. головки	Кат. № (титан)
50 мм	3	3	431223
56 мм	4	3	431224



Система менеджмента качества ЗАО "Алтимед"
сертифицирована в соответствии
с требованиями стандартов ISO 13485:2003, ISO 9001:2000

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА

КОСТНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Фигурные пластины для малых фрагментов



Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2

Кондулярная пластина для
малых фрагментов (угловая)  0120

У-пластина для малых
фрагментов  0120

Пяточная пластина
для малых фрагментов  0120



Показания	Для condyle
Толщина	1.0 mm
Ширина головки	14 и 13.5 mm
Ширина ножки	7 mm
Фиксация	D 2.7 mm

Показания	Для humeral condyles
Толщина	2 mm
Ширина	9.6 mm
Расстояние между отв.	12 mm
Фиксация	D 3.5 и D 4.0 mm

Показания	Для calcaneus fractures
Толщина	1.2 mm
Ширина	12.0 mm
Расстояние между отв.	12 и 14 mm
Фиксация	D 3.5 и D 4.0 mm

Пластина может быть укорочена
до необходимого размера

Длина	Отв.	Л/П	Кат. № (н. сталь)
32.0 mm	5	Левая	473132
32.0 mm	5	Прав.	473232
34.5 mm	5	Левая	473334
34.5 mm	5	Прав.	473434

Кат. № (н. сталь)
462000

Длина	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
60 mm	463001	463021
70 mm	463002	463022

Длина	Отв.	Л/П	Кат. № (титан)
32.0 mm	5	Левая	474132
32.0 mm	5	Прав.	474232
34.5 mm	5	Левая	474334
34.5 mm	5	Прав.	474434

Кат. № (титан)
462020

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА

КОСТНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Фигурные пластины

Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2



Показания	Для головок humeral и tibial
Толщина	2 мм
Ширина головки	34 мм
Ширина ножки	16 мм
Расстояние между отв.	14 мм
Фиксация	D 4.5 и D 6.5 мм

Показания	Для головки tibial
Толщина	2 мм
Ширина головки	34 мм
Ширина ножки	16 мм
Расстояние между отв.	16 мм
Фиксация	D 4.5 и D 6.5 мм

Показания	Для головок humeral и tibial
Толщина	2 мм
Ширина головки	26 мм
Ширина ножки	16 мм
Расстояние между отв.	16 мм
Фиксация	D 4.5 и D 6.5 мм

Длина	Отв.	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
68 мм	3	432103	432123
84 мм	4	432104	432124
100 мм	5	432105	432125
116 мм	6	432106	432126
132 мм	7	432107	432127
148 мм	8	432108	432128

Длина	Отв.	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
80 мм	4	432204	432224
96 мм	5	432205	432225
112 мм	6	432206	432226

Длина	Отв.	ЛП	Кат. № (н. сталь)
84 мм	4	Левая	441014
84 мм	4	Прав.	441024
116 мм	6	Левая	441016
116 мм	6	Прав.	441026
148 мм	8	Левая	441018
148 мм	8	Прав.	441028

Длина	Отв.	ЛП	Кат. № (титан)
84 мм	4	Левая	441034
84 мм	4	Прав.	441044
116 мм	6	Левая	441036
116 мм	6	Прав.	441046
148 мм	8	Левая	441038
148 мм	8	Прав.	441048

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА

КОСТНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Фигурные пластины

Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2

L-пластина опорная

CE
0120



Пластина ложкообразная

CE
0120



Пластина "Клеверный лист"

CE
0120



Показания	Для головки tibial
Толщина	2 мм
Ширина головки	34 мм
Ширина ножки	16 мм
Расстояние между отв.	16 мм
Фиксация	D 4.5 и D 6.5 мм

Показания	Для головки tibial
Толщина	2 мм
Ширина головки	34 мм
Ширина ножки	16 мм
Расстояние между отв.	16 мм
Фиксация	D 4.5 и D 6.5 мм

Показания	
Толщина	1.2 мм
Ширина головки	36 мм
Ширина ножки	16 мм
Расстояние между отв.	16 мм
Фиксация	D 4.0 и D 4.5 мм

Длина	Отв.	ЛП	Кат. № (н. сталь)
86.5 мм	4	Левая	442014
86.5 мм	4	Прав.	442024

Длина	Отв.	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
100 мм	5	451005	451025
116 мм	6	451006	451026

Длина	Отв.	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
88 мм	3	452003	452023
104 мм	4	452004	452024
126 мм	5	452005	452025
136 мм	6	452006	452026
152 мм	7	452007	452027
168 мм	8	452008	452028

Длина	Отв.	ЛП	Кат. № (титан)
86.5 мм	4	Левая	442034
86.5 мм	4	Прав.	442044

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА

КОСТНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Фигурные пластины


Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2

Мультифрагментная пластина



Малые пластины для шейных позвонков



Пластина реконструкционная



Толщина	1.2 мм
Ширина	15 мм
Фиксация	D 2.7 и D 3.5 мм

Показания	Для шейных позвонков
Толщина	1.2 мм
Ширина головки	19 мм
Ширина ножки	9 мм
Расстояние между отв.	16, 18, 19, 21 мм
Фиксация	D 3.5 и D 4.0 мм

Показания	Для pelvis и clavícula
Толщина	2.8 мм
Ширина	10 мм
Ширина (пазов)	6 мм
Расстояние между отв.	12 мм
Фиксация	D 3.5 и D 4.0 мм

Длина	Отв.	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
-------	------	----------------------	-------------------

45 мм	7	463007	463027
-------	---	--------	--------

Длина	Отв.	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
-------	------	----------------------	-------------------

23 мм	5	481023	481123
25 мм	5	481025	481125
28 мм	5	481028	481128
41 мм	8	482041	482141
44 мм	8	482044	482144
59 мм	11	483059	483159

Длина	Отв.	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
-------	------	----------------------	-------------------

58 мм	5	461005	461025
70 мм	6	461006	461026
82 мм	7	461007	461027
94 мм	8	461008	461028
106 мм	9	461009	461029
118 мм	10	461010	461030
130 мм	11	461011	461031
142 мм	12	461012	461032
156 мм	13	461013	461033
168 мм	14	461014	461034
180 мм	15	461015	461035

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА


КОСТНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Угловые пластины

Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2

Мыщелковая пластина, 95 градусов DCP 0120



Показания

Толщина 4.5 мм

Ширина 16 мм

Расстояние между отверстиями 16 мм

Фиксация D 4.5 мм, 2 отверстия возле лезвия и крайнее отверстие выполнены под крепление винтами D 6.5 мм

Конец лезвия заточен

Длина лезвия	5 отв. Кат. № (н. сталь)	7 отв. Кат. № (н. сталь)	9 отв. Кат. № (н. сталь)	12 отв. Кат. № (н. сталь)
50 мм	811150	811250	811350	811450
60 мм	811160	811260	811360	811460
70 мм	811170	811270	811370	811470
80 мм	811180	811280	811380	811480

Длина лезвия	5 отв. Кат. № (титан)	7 отв. Кат. № (титан)	9 отв. Кат. № (титан)	12 отв. Кат. № (титан)
50 мм	811151	811251	811351	811451
60 мм	811161	811261	811361	811461
70 мм	811171	811271	811371	811471
80 мм	811181	811281	811381	811481

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА


КОСТНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Угловые пластины

Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2

Мыщелковая пластина, 95 градусов  0120



Показания

Толщина 4.5 мм

Ширина 16 мм

Расстояние между отверстиями 16 мм

Фиксация D 4.5 мм, 2 отверстия возле лезвия и крайнее отверстие выполнены под крепление винтами D 6.5 мм

Конец лезвия заточен

Длина лезвия	5 отв. Кат. № (н. сталь)	7 отв. Кат. № (н. сталь)	9 отв. Кат. № (н. сталь)	12 отв. Кат. № (н. сталь)
50 мм	812150	812250	812350	812450
60 мм	812160	812260	812360	812460
70 мм	812170	812270	812370	812470
80 мм	812180	812280	812380	812480

Длина лезвия	5 отв. Кат. № (титан)	7 отв. Кат. № (титан)	9 отв. Кат. № (титан)	12 отв. Кат. № (титан)
50 мм	812151	812251	812351	812451
60 мм	812161	812261	812361	812461
70 мм	812171	812271	812371	812471
80 мм	812181	812281	812381	812481

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА


КОСТНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Угловые пластины

Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2

Изогнутая пластина, 130 градусов DCP 
0120



Показания

Толщина	4.5 мм
Ширина	16 мм
Расстояние между отверстиями	16 мм
Фиксация	D 4.5 мм

Конеч лезвия заточен

Длина лезвия	4 отв. Кат. № (н. сталь)	6 отв. Кат. № (н. сталь)	9 отв. Кат. № (н. сталь)	12 отв. Кат. № (н. сталь)	Длина лезвия	4 отв. Кат. № (титан)	6 отв. Кат. № (титан)	9 отв. Кат. № (титан)	12 отв. Кат. № (титан)
50 мм	821150	821250			50 мм	821151	821251		
60 мм	821160	821260	821360	821460	60 мм	821161	821261	821361	821461
70 мм	821170	821270	821370	821470	70 мм	821171	821271	821371	821471
75 мм	821175				75 мм	821176			
80 мм	821180	821280	821380	821480	80 мм	821181	821281	821381	821481
85 мм	821185		821385		85 мм	821186		821386	
90 мм	821190	821290	821390	821490	90 мм	821191	821291	821391	821491
95 мм	821195		821395		95 мм	821196		821396	
100 мм	821100	821200	821300	821400	100 мм	821101	821201	821301	821401
105 мм	821105				105 мм	821106			
110 мм	821110				110 мм	821111			

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА


КОСТНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Угловые пластины

Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2

Изогнутая пластина, 130 градусов 



Показания

Толщина 4.5 мм

Ширина 16 мм

Расстояние между отверстиями 16 мм

Фиксация D 4.5 мм

Концы лезвия заточены снизу

Длина лезвия	1 отв. Кат. № (н. сталь)	4 отв. Кат. № (н. сталь)	6 отв. Кат. № (н. сталь)	9 отв. Кат. № (н. сталь)	12 отв. Кат. № (н. сталь)	1 отв. Кат. № (титан)	4 отв. Кат. № (титан)	6 отв. Кат. № (титан)	9 отв. Кат. № (титан)	12 отв. Кат. № (титан)
50 мм		822150	822250				822151	822251		
60 мм		822160	822260				822161	822261		
70 мм	822070	822170	822270	822370	822470	822071	822171	822271	822371	822471
75 мм	822075	822175				822076	822176			
80 мм	822080	822180	822280	822380	822480	822081	822181	822281	822381	822481
85 мм	822085	822185	822285	822385	822485	822086	822186	822286	822386	822486
90 мм	822090	822190	822290	822390	822490	822091	822191	822291	822391	822491
95 мм	822095	822195	822295			822096	822196			
100 мм	822000	822100	822200	822300	822400	822001	822101	822201	822301	822401
105 мм	822005	822105	822205	822305		822006	822106			
110 мм	822010	822110	822210	822310		822011	822111			

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА


КОСТНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Угловые пластины

Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2

Угловая скрепляющая пластина, 90 и 100 градусов DCP 
Угловая скрепляющая пластина, 90 и 100 градусов 0120



Показания

Толщина	4.5 мм
Ширина	16 мм
Расстояние между отверстиями	16 мм
Фиксация	D 4.5 мм

Конец лезвия заточен

Угловая скрепляющая пластина, 90 и 100 градусов DCP

Длина лезвия	90 градусов			Длина лезвия	100 градусов		
	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)	Глубина изгиба		Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)	Глубина изгиба
40 мм	831140	831141	10 мм	60 мм	831460	831461	20 мм
50 мм	831250	831251	15 мм				
60 мм	831260	831261	15 мм				
60 мм	831360	831361	20 мм				

Угловая скрепляющая пластина, 90 и 100 градусов

Длина лезвия	90 градусов			Длина лезвия	100 градусов		
	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)	Глубина изгиба		Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)	Глубина изгиба
50 мм	832250	832251	15 мм	40 мм	832140	832141	10 мм
60 мм	832260	832261	15 мм	60 мм	832160	832161	10 мм
60 мм	832360	832361	20 мм				

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА


КОСТНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Угловые пластины

Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2

Угловая пластина межвертельной бедренной остеотомии, 110, 120 и 130 градусов DCP



Показания

Толщина	4.5 мм
Ширина	16 мм
Расстояние между отверстиями	16 мм
Фиксация	D 4.5 мм

Концы лезвия заточены

Длина лезвия	110 град. Кат. № (н. сталь)	120 град. Кат. № (н. сталь)	130 град. Кат. № (н. сталь)	110 град. Кат. № (титан)	120 град. Кат. № (титан)	130 град. Кат. № (титан)
65 мм	841165	841265	841365	841166	841266	841366
70 мм			841370			841371
75 мм	841175	841275	841375	841176	841276	841376
80 мм			841380			841381
85 мм	841185	841285	841385	841186	841286	841386
90 мм			841390			841391
95 мм		841295	841395		841296	841396
100 мм			841300			841301
105 мм			841305			841306
110 мм			841310			841311

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА


КОСТНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Угловые пластины

Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2

Угловая пластина межвертельной бедренной
остеотомии, 110, 120 и 130 градусов



Показания	
Толщина	4.5 мм
Ширина	16 мм
Расстояние между отверстиями	16 мм
Фиксация	D 4.5 мм

Конеч лезвия заточен

Длина лезвия	110 град. Кат. № (н. сталь)	120 град. Кат. № (н. сталь)	130 град. Кат. № (н. сталь)	110 град. Кат. № (титан)	120 град. Кат. № (титан)	130 град. Кат. № (титан)
65 мм	842165	842265	842365	842166	842266	842366
70 мм			842370			842371
75 мм	842175	842275	842375	842176	842276	842376
80 мм			842380			842381
85 мм	842185	842285	842385	842186	842286	842386
90 мм			842390			842391
95 мм		842295	842395		842296	842396
100 мм			842300			842301
105 мм			842305			842306
110 мм			842310			842311

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА
КОСТНЫЕ ПЛАСТИНЫ
 Угловые пластины

Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2

Мыщелковая пластина, 80, 90, 100 градусов 
0120



Показания

Толщина 4 мм

Ширина 16 мм

Расстояние между отверстиями 12 мм

Фиксация D 4.5 мм

Конеч лезвия заточен

Длина лезвия	80 град. Кат. № (н. сталь)	90 град. Кат. № (н. сталь)	100 град. Кат. № (н. сталь)
35 мм	861135	861235	861335
45 мм	861145	861245	861345

Длина лезвия	80 град. Кат. № (титан)	90 град. Кат. № (титан)	100 град. Кат. № (титан)
35 мм	861136	861236	861336
45 мм	861146	861246	861346

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА


КОСТНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Угловые пластины

Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2

Угловая пластина, 90 градусов DCP



Показания

Толщина	2 mm
Ширина	11/8 mm
Расстояние между отверстиями	12 mm
Фиксация	D 3.5 mm

Конеч лезвия заточен


Длина лезвия	Глубина изгиба	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
25 mm	7 mm	871107	871117
32 mm	7 mm	871207	871217
25 mm	12 mm	871112	871122
25 mm	12 mm	871212	871222

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА
КОСТНЫЕ ПЛАСТИНЫ
 Угловые пластины

Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2

Угловая пластина для подростков, 90 градусов DCP  0120



Показания

Толщина	4.6 mm
Ширина	13.5/11.5 mm
Расстояние между отверстиями	16 mm
Фиксация	D 4.5 mm

Конеч лезвия заточен

Длина лезвия	Глубина изгиба	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
40 mm	10 mm	881110	881111
50 mm	10 mm	881210	881211
40 mm	15 mm	881115	881116
50 mm	15 mm	881215	881216

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2

Динамическая бедренная пластина 135, 140, 145 и 150 градусов DCP



Длина	Отв.	135 град. Кат. № (н. сталь)	140 град. Кат. № (н. сталь)	145 град. Кат. № (н. сталь)	150 град. Кат. № (н. сталь)
43 мм	2		524302	534302	
46 мм	2	514602			544602
62 мм	3	516203	526203	536203	546203
78 мм	4	517804	527804	537804	547804
94 мм	5	519405	529405	539405	549405
110 мм	6	511006	521006	531006	541006
142 мм	8	514208	524208	534208	544208
174 мм	10	517410			
176 мм	10				547610
206 мм	12	510612			540612
238 мм	14	513814			
270 мм	16	517016			


Длина	Отв.	135 град. Кат. № (титан)	140 град. Кат. № (титан)	145 град. Кат. № (титан)	150 град. Кат. № (титан)
43 мм	2		564302	574302	
46 мм	2	554602			584602
62 мм	3	556203	566203	576203	586203
78 мм	4	557804	567804	577804	587804
94 мм	5	559405	569405	579405	589405
110 мм	6	551006	561006	571006	581006
142 мм	8	554208	564208	574208	584208
174 мм	10	557410			
176 мм	10				587610
206 мм	12	550612			580612
238 мм	14	553814			
270 мм	16	557016			

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2

Динамическая мышцелковая пластина, DCP 0120



Длина	Отв.	Кат. № (н. сталь)
98 мм	6	603806
130 мм	8	613008
162 мм	10	616210
194 мм	12	619412
226 мм	14	622614
258 мм	16	625816

Длина	Отв.	Кат. № (титан)
98 мм	6	609826
130 мм	8	613028
162 мм	10	616230
194 мм	12	619432
226 мм	14	622634
258 мм	16	625836

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2

Стягивающий винт для
динамических систем



Компрессирующий винт для
динамических систем



Длина	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)	Длина	Кат. № (н. сталь)	Кат. № (титан)
50 мм	701050	702050	35 мм	711000	712000
55 мм	701055	702055			
60 мм	701060	702060			
65 мм	701065	702065			
70 мм	701070	702070			
75 мм	701075	702075			
80 мм	701080	702080			
85 мм	701085	702085			
90 мм	701090	702090			
95 мм	701095	702095			
100 мм	701100	702100			
105 мм	701105	702105			
110 мм	701110	702110			
115 мм	701115	702115			
120 мм	701120	702120			
125 мм	701125	702125			
130 мм	701130	702130			
135 мм	701135	702135			
140 мм	701140	702140			
145 мм	701145	702145			

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА СПИЦЫ

Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2

Спица Шанца 
0120



Кат. № (н. сталь)	Ø мм	Длина	Кат. № (н. сталь)	Ø мм	Длина
501100	4	100 мм	503180	5	180 мм
501120	4	120 мм	503200	5	200 мм
501150	4	150 мм	503250	5	250 мм
501170	4	170 мм	504100	5.5	100 мм
502100	4.5	100 мм	504150	5.5	150 мм
502150	4.5	150 мм	504200	5.5	200 мм
502180	4.5	180 мм	504250	5.5	250 мм
502250	4.5	250 мм	505150	6	150 мм
503100	5	100 мм	505200	6	200 мм
503120	5	120 мм	505250	6	250 мм
503150	5	150 мм	505300	6	300 мм

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА СПИЦЫ

Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2

Спица Штеймана 
0120



Кат. № (н. сталь)	D мм	Длина	Кат. № (н. сталь)	D мм	Длина
511100	3.5	100 мм	513180	5	180 мм
511120	3.5	120 мм	513200	5	200 мм
511150	3.5	150 мм	513250	5	250 мм
511180	3.5	180 мм	514100	5.5	100 мм
512100	4	100 мм	514150	5.5	150 мм
512120	4	120 мм	514200	5.5	200 мм
512150	4	150 мм	514250	5.5	250 мм
512180	4	180 мм	515150	6	150 мм
512200	4	200 мм	515200	6	200 мм
513120	5	120 мм	515250	6	250 мм
513150	5	150 мм	515300	6	300 мм

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА СПИЦЫ

Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2

Спица Кершнера 
0120



Кат. № (н. сталь)	D мм	Длина	Кат. № (н. сталь)	D мм	Длина
520100	0.8	100 мм	522300	1.2	300 мм
520150	0.8	150 мм	523100	1.5	100 мм
520200	0.8	200 мм	523150	1.5	150 мм
520300	0.8	300 мм	523200	1.5	200 мм
521100	1.0	100 мм	523300	1.5	300 мм
521150	1.0	150 мм	524100	2.0	100 мм
521200	1.0	200 мм	524150	2.0	150 мм
521300	1.0	300 мм	524200	2.0	200 мм
522100	1.2	100 мм	524300	2.0	300 мм
522150	1.2	150 мм	525200	2.5	200 мм
522200	1.2	200 мм	525300	2.5	300 мм

СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ОСТЕОСИНТЕЗА ПРОВОЛОКА

Нержавеющая сталь,
ISO 5832/1

Чистый титан, Grade 4,
ISO 5832/2

Проволока серкляжная 
0120



Кат. № (н. сталь)	D мм	Длина
360800	0.8	100 мм
360900	0.9	100 мм
361000	1.0	100 мм
361200	1.2	100 мм
361500	1.5	100 мм

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

Инструмент для постановки канюлированных винтов



370000	Комплект инструмента для постановки канюлированных винтов
370100	Направитель для сверла
370200	Направитель для спиц
370300	Отвертка канюлированная
370400	Ящик
370001	Метчик канюлированный
370002	Сверло канюлированное
370003	Линейка
370004	Ручка универсальная
370005	Винт фиксирующий короткий
370006	Спица

Инструмент для постановки угловых пластин



270000	Комплект инструмента для постановки угловых пластин
270100	Долото
270200	Направитель мышелковый
270300	Фиксатор
270400	Импактор
270001	Молоток расщепленный
270500	Втулка тройная
270002	Направитель угловой
270003	Фреза
270004	Ключ гаечный
270600	Ящик

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

Инструмент для постановки деталей для остеосинтеза

CE

380000 Комплект инструмента для
постановки деталей
для остеосинтеза

Ящик 1 (для малых винтов)

380100 Отвертка большая (2,5)

380200 Направитель сложный

380300 Направитель простой

380400 Направитель простой

380500 Метчик (HА 2)

380600 Метчик (HА 2.7)

380700 Метчик (HА 3.5)

380001 Ключ гибочный малый

380002 Сверло (Ø 1.5)

380003 Сверло (Ø 2.0)

380004 Сверло (Ø 2.5)

370400 Ящик

Ящик 2 (для больших винтов)

380100 Отвертка большая (3,5)

380800 Направитель сложный

380900 Направитель простой

381000 Направитель простой

381100 Метчик (HА4.5)

381200 Метчик (HВ4)

381300 Метчик (HВ 6.5)

380005 Ключ гибочный большой

380006 Сверло (Ø 3.2)

380007 Сверло (Ø 4.5)

380008 Линейка

370400 Ящик

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

Инструмент для постановки DHS DCS систем



390000	Комплект инструмента для постановки динамических систем
390100	Импактор
390200	Направитель
390001	Гайка фиксирующая
390002	Втулка центрирующая длинная
390003	Втулка центрирующая короткая
390004	Основание сверла DCS
390005	Основание сверла DHS
390006	Сверло
390007	Метчик
390008	Ключ
390009	Винт фиксирующий длинный
370003	Линейка
370004	Ручка универсальная
370005	Винт фиксирующий короткий
370400	Ящик
370006	Спицы

